

DISPENSADOR MANUAL PARA LA DOSIFICACIÓN DE CUALQUIER JABÓN O HIDROGEL

**CUMPLE NORMATIVA HACCP**



**TORNILLERÍA INCLUIDA**

**Recomendaciones de limpieza:**

- + Emplear un paño de algodón humedecido ligeramente con una solución jabonosa.
- + Aclarar con agua tibia.
- +

¡Úsalo con HIGIENIZANTE DE MANOS o TQ TECMAN HEALTH!

Depósito rígido de 1000 ml	Dosis variable en 3 posiciones	Con VISOR DE CARGA	Dosificación por infrarrojos
----------------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------

- + OFICINAS
- + AYUNTAMIENTOS
- + COLEGIOS
- + MUSEOS
- + CENTROS DEPORTIVOS
- + CENTROS MÉDICOS
- + HOSTELERÍA
- + COMERCIOS
- + RESIDENCIAS
- + HOTELES

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No ser n de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 28-08-2020