

Dispensador manual para la dosificación de cualquier jabón o hidrogel



TORNILLERÍA INCLUIDA

## CUMPLE NORMATIVA HACCP

### Recomendaciones de limpieza:

- + Emplear un paño de algodón humedecido ligeramente con una solución jabonosa.
- + Aclarar con agua tibia.
- + A continuación secar.



¡Úsalo con HIGIENIZANTE DE MANOS o TQ TECMAN HEALTH!

Depósito rígido de 800 ml

Con VISOR DE CARGA

MUY RESISTENTE

Con CIERRE DE SEGURIDAD

+ OFICINAS  
+ CENTROS MÉDICOS

+ AYUNTAMIENTOS  
+ HOSTELERÍA

+ COLEGIOS  
+ COMERCIOS

+ MUSEOS  
+ RESIDENCIAS

+ CENTROS DEPORTIVOS  
+ HOTELES